

ILKA®-Ilkona 70

Flächendesinfektionsmittel mit besonderer Duftnote, hochwirksam gegen Viren, Bakterien, Pilze und Protozoen. Hochkonzentrat



Eigenschaften:

ILKA-Ilkona 70 wird verwendet zum Desinfizieren von Böden und Wänden, Keramikfliesen, Wannen, Becken und Ausgüssen, Kaufhaustreppen, abwaschbaren Möbeln, Spielzeug, Saunen, Holzflächen, Kunststoff- und Metallflächen, auch zur Sprühdeseinfektion geeignet.

Anwendung:

500 ml ILKA-Ilkona 70 auf einen Eimer Wasser (10 Liter). Damit kann alles feucht abgewaschen werden, was eine feuchte Behandlung verträgt. Die Lösung ist voll wirksam.

ILKA-Ilkona 70 kann auch mit entsprechenden wässrigen Reinigungsmitteln verwendet werden. Hierbei sind bei je 10 Liter zu verwendetem Reinigungsmittel, 500 ml ILKA-Ilkona 70 zuzusetzen.

ILKA-Ilkona 70 enthält ein Desinfektionsmittel. Dieser Wirkstoff ist ungiftig, haut- und materialverträglich.

Flächen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen mit klarem Wasser nachwaschen. Einwirkzeit ca. 10 Minuten.

Die Einsatzkonzentration und Einwirkzeit ist abhängig vom jeweiligen Einsatzzweck und dem Grad der gewünschten antimikrobiellen Wirksamkeit.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Registrier-Nr. N-78284

Daten:

Gefahrenklasse:



Form:

flüssig

pH-Wert: 7

Verbrauch: ca. 50 ml / m²

Farbe: rot

Flammpunkt: keinen

Lagerfähigkeit: nicht frostbeständig

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Version 02/20